

VDRL

1. ชื่อการทดสอบ : VDRL
ตัวอย่าง RPR (VDRL)
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ :
 - 2.1 ตรวจคัดกรอง (screening) สำหรับผู้ป่วยที่สันนิษฐานว่าเป็น โรคซิฟิลิส
 - 2.2 ติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยที่เป็น ซิฟิลิส
3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ (specimen)
 - 4.1 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ เลือด ปริมาณ 3-5 มิลลิลิตร
 - 4.2 ภาชนะ(container type) หลอดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง
หรือหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : ไม่มี
6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.30 น.
7. ระยะเวลาในการรอผลตรวจวิเคราะห์ (turnaround time) : ประมาณ 2 ชั่วโมง
8. การรายงานผล : Non reactive / Reactive with titer
หน่วยรายงาน titer (กรณี reactive)
9. ค่าตรวจ (charge) : 50 บาท อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการวิเคราะห์ (methodology) : Agglutination
11. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference) : ซีรัม/พลาสมาที่มี hemolysis , lipemia
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (time limit for requesting additional test) : 24 ชั่วโมง
13. เอกสารอ้างอิง (reference) : เอกสารแนบกล่องน้ำยา RPR Test Kits ของบริษัท Lab 21 Healthcare